

Abformung auf Implantatniveau

PF Ø 3.5 mm

PF Ø 4.0 mm

PF Ø 4.5 mm

PF Ø 5.0 mm

PF Ø 6.0 mm

Die Schrauben für Abformkappen auf Implantatniveau sind im Lieferumfang der Abformkappen nicht enthalten. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Höhe der Abformkappe und der verwendeten Abformtechnik (offener oder geschlossener Abformlöffel); siehe Seite 13.

Abformkappe für offene Abformlöffel, Einmalgebrauch, retentiv, verschraubt, Aluminium, eloxiert

		Höhe					
		Aussen-Ø	3,8 mm	4,3 mm	4,8 mm	5,3 mm	6,3 mm
	zylindrisch	10,0 mm	3.03.010	3.03.018	3.03.011	3.03.012	3.03.013
	konisch	10,0 mm		3.03.078	3.03.071	3.03.072	3.03.073

Abformkappe für offene Abformlöffel, Mehrfachgebrauch, retentiv, verschraubt, Titan

		Höhe					
		Aussen-Ø	3,8 mm	4,3 mm	4,8 mm	5,3 mm	6,3 mm
	zylindrisch	16,0 mm	3.04.020	3.04.021	3.04.022	3.04.023	3.04.024
	konisch	16,0 mm		3.04.037	3.04.038	3.04.039	3.04.040

Abformkappe für geschlossene Abformlöffel, Einmalgebrauch, reponierbar, verschraubt, Aluminium, eloxiert

		Höhe					
		Aussen-Ø	3,9 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,0 mm	7,0 mm
	8,0 mm	kurz	3.03.074	3.03.079	3.03.075	3.03.076	3.03.077
	12,0 mm	lang	3.03.014	3.03.019	3.03.015	3.03.016	3.03.017

Abformkappe für geschlossene Abformlöffel, Mehrfachgebrauch, reponierbar, verschraubt, Titan

		Höhe					
		Aussen-Ø	3,9 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,0 mm	7,0 mm
	8,0 mm	kurz	3.04.030	3.04.031	3.04.032	3.04.033	3.04.034
	12,0 mm	lang	3.04.046	3.04.047	3.04.048	3.04.049	3.04.050

Positionierhandgriff, Stahl, rostfrei

Länge	Ø	
17,0 mm	6,0 mm	3.03.522*

* Der Positionierhandgriff 3.03.522 ist für alle Abformkappen auf Implantatniveau verwendbar (ausser Abformkappen Höhe 16 mm).

PF Ø 3.5 mm

PF Ø 4.0 mm

PF Ø 4.5 mm


PF Ø 5.0 mm

PF Ø 6.0 mm

Schraube für Abformkappen, Mehrfachgebrauch, 4-lobe, Stahl, rostfrei

Länge

12,5 mm	extrakurz	3.03.572					
16,5 mm	kurz	3.03.573					
21,5 mm	lang	3.03.574					
27,5 mm	extralang	3.03.580					
13,2 mm	extrakurz				3.03.575		
17,2 mm	kurz				3.03.576		
22,2 mm	lang				3.03.577		
28,2 mm	extralang				3.03.581		



Auswahl der passenden Schraubenlängen:

