

GUIDED SURGERY mit steco

Das StecoGuide Doppelhülsen-System für Thommen Medical

- StecoGuide Doppelhülsen für VECTOdrill™ Bohrer Stahl
 - Geführte Bohrsequenz bis VECTOdrill™ Bohrer Ø 3,5 mm
 - Flexible Platzierung der Bohrhülse
 - Tiefenkontrolle über Lasermarkierung
 - Zertifiziert für folgende Planungssysteme: 3Shape „Implant Studio“, Swissmeda „SMOP“
-

Die StecoGuide Bohrhülsen für die Thommen Medical VECTOdrill™ Bohrer sind direkt bei steco erhältlich:


steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollastr. 6
22529 Hamburg
Deutschland
Tel: +49 (0)40 55 77 81-0
Fax: +49 (0)40 55 77 81-99
E-Mail: info@steco.de
www.steco.de




Und anderen lokalen Distributoren

SYSTEMÜBERSICHT

DoppelhülSENSsystem für Bohrsequenzen



PilothülSE für Pilotbohrung



- 1 InnenhülSE M.27.25.D200L6
- 2 InnenhülSE M.27.25.D280L6
- 3 AussenhülSE M.27.25.D350L6



- I VECTOdrill™ Pilotbohrer Ø 2.0 mm
- II VECTOdrill™ Stufenbohrer Ø 2.8 mm
- III VECTOdrill™ Stufenbohrer Ø 3.5 mm

- ¹ InnenhülSE M.27.25.D200L6

- ¹ VECTOdrill™ Pilotbohrer Ø 2.0 mm



SCHWEIZER MANUFAKTUR FÜR IMPLANTOLOGIE

Thommen Medical AG | Headquarters

Neckarsulmstrasse 28 | CH-2540 Grenchen | Tel. +41 61 965 90 20 | Fax +41 61 965 90 21 | info@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com