

Un capolavoro – Il cricchetto dinamometrico MONO

- Realizzato in preziosa lega al titanio
- Utilizzabile in ambito chirurgico e protesico.
- Nessuna necessità di smontaggio per la pulizia o la sterilizzazione
- nessuna necessità di manutenzione
- Semplice da pulire
- straordinaria stabilità e durata a fronte di una precisione immutata
- compatibile con altri sistemi implantari grazie all'inseritore MONO corto



reddot design award
winner 2007 – best of the best

Anello di sicurezza MONO

- **Facile montaggio**

Montare l'anello di sicurezza MONO sull'appoggio per il dito dello strumento MONO.

- **Ulteriore sicurezza**



Durante l'utilizzo degli strumenti MONO, questi sono fissati ulteriormente grazie all'anello di sicurezza MONO.

- **Facile da pulire e riutilizzabile**

L'anello di sicurezza MONO è sterilizzabile a vapore e può essere utilizzato più volte.

L'anello di sicurezza MONO deve essere sostituito nel caso in cui non se ne veda più garantita la funzionalità o qualora dovessero manifestarsi tracce di usura (crepe, fragilità).

L'anello di sicurezza MONO deve essere utilizzato solo in combinazione con il cricchetto dinamometrico Thommen e con gli strumenti sotto riportati.¹



Anello di sicurezza MONO, Viton

2.03.170Q2²



Cricchetto dinamometrico MONO, lega di titanio

Lunghezza

110,0 mm

3.03.160



Inseritore MONO, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza

corto³

15,4 mm

lungo

25,8 mm

3.03.162

3.03.163



Inseritore MONO per ancoraggio sferico, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza Ø

26,0 mm 8,5 mm

3.03.169



Cacciavite MONO, 4 lobi, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza

extracorto¹

corto

lungo

14,5 mm

22,2 mm

28,2 mm

Lungh. gambo

5,1 mm

10,3 mm

16,3 mm

3.03.165

3.03.166

3.03.167



¹ L'anello di sicurezza MONO non può essere utilizzato con il cacciavite MONO extracorto, perché non possiede un appoggio per le dita di PEEK.

² Q2 = 2 pezzi per confezione

³ Grazie all'inseritore MONO corto è possibile l'inserimento di strumenti con accoppiamento dentale.